



SOOM  
LAB

# Die „Besondere“ MNS -Maske SOOMLAB

## Schutz durch neue Nano Membran Technologie


### „BEYONDTEX“

## Pflegeanleitung / Reinigung



## Reinigungsmöglichkeiten der Masken /Kurzanleitung

- 3 x waschbar (Handwäsche)
- Warmes Wasser bis ca. 30-40 Grad verwenden
- Verwendbar ist jedes Handwaschmittel oder Flüssigwaschmittel
- Maske kann vollständig unter Wasser eingetaucht und gereinigt werden
- Keine Bürsten verwenden, da sonst die Faser des Filters beschädigt wird
- Masken nicht zerdrücken, sondern von Innen und Außen mit Waschmittel einreiben und reinigen. Anschließend gut ausspülen mit klarem Wasser
- Anschließend zum trocknen aufhängen und je nach Raum 12 Stunden abtrocknen lassen





## Reinigung



## Hyper Nano Fiber Technologie



